

**Dámy a páni, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu.
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny pre správne použitie produktu.
Uschovajte si prosím tieto pokyny a riad'te sa ich odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie
môže ohroziť život alebo zdravie.**

20203 Ultrasonický peelingový prístroj

<https://katmarka.sk>

Dôležité: Uschovajte pre budúcnosť!

- Pred použitím si tento návod dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie

Preventívne a ochranné opatrenia

Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali vždy dodržiavať základné opatrenia, aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

1. Uistite sa, že napájací zdroj spĺňa elektrické požiadavky zariadenia
2. Používajte toto zariadenie tak, ako je popísané v tomto návode, akékoľvek iné použitie neodporúča výrobca a môže mať škodlivý vplyv na životnosť zariadenia a/alebo bezpečnosť používateľa.
3. Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
4. Zabezpečte, aby deti nemali prístup k zariadeniu. Zariadenie by sa nemalo považovať za hračku.
5. Varovania a opatrenia uvedené v tomto návode nemôžu pokryť všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Obsluha musí pochopiť, že zdravý rozum a opatrnosť sú faktory, ktoré musí obsluha zabezpečiť, aby zariadenie používala bezpečne.
6. Zariadenie sa nesmie používať na potencionálne nebezpečných miestach, kde sú napr. horľavé kvapaliny, benzín, výbušné plyny alebo výbušniny.
7. Nikdy nepoužívajte prístroj po zistení jeho poškodenia akýmkoľvek spôsobom.
8. Nepoužívajte žiadne nástavce ani príslušenstvo okrem tých, ktoré boli dodané spolu s prístrojom alebo boli definované na použitie s týmto zariadením. Na vytváranie spojení je povolené používať spojovacie vodiče.
9. Tento výrobok je určený na bežné použitie v domácnosti.
10. Uchovávajte mimo dosahu vody a vlhkého prostredia, pokiaľ v návode nie je uvedené inak.
11. Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič tam, kde by mohol spanúť alebo byť vtiahnutý do vane či umývadla.
12. Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí
13. Chráňte pred priamym slnečným žiarením
14. Výrobok nerozoberajte ani neopravujte. Opravu vždy riešte s odborným servisom.
15. Čistite suchou handričkou, nepoužívajte tekutiny ani saponáty
16. Pravidelne kontrolujte či nie je napájací kábel alebo jeho koncovka poškodená. Nikdy nepoužívajte zariadenie ak je napájací kábel alebo koncovka poškodená
17. Ak je kábel poškodený, môže ho vymeniť len technik s odbornou spôsobilosťou na takúto opravu.
18. Zariadenie nikdy neťahajte, nedvíhajte ani neprenášajte za napájací kábel
19. Zariadenie skladujte na suchom a čistom mieste.
20. Ak výrobok nepoužívate odpojte ho od elektrického zdroja.

Návod na použitie:

pred použitím si prečítajte celý manuál pre používanie tohto zariadenia. Sme odhodlaní dodávať Vám dobre navrhnuté produkty, vďaka ktorým je život zábavnejší a jednoduchší.

Popis súčastí:



Tlačítko pre zapnutie a vypnutie a prepínanie režimov



Silikónová násadka
(s bodkami)



Silikónová násadka
(s vlnkami)

POZOR: Farebné prevedenie sa môže líšiť!

Režim – omladenie pleti

Pred použitím:

1. Skontrolujte batériu
 - stisnite a podržte vypínač. Ak je úroveň batérie nízka vydá prístroj pri spustení pípnutie a je potrebné prístroj nabiť
 - pred prvým použitím odstráňte z hlavy ochrannú fóliu
2. **Pri používaní odložte/odstráňte príslušenstvo ako sú náhrdelníky, náušnice, náramky a podobne**
3. Pripravte si vodu alebo krém alebo masku
4. na čistenie pleti použite režim čistenie

Použitie

1. Stlačte a podržte tlačítko napájania po dobu 2 sekúnd aby ste prístroj zapli
2. **Jedným stlačením vyberiete režim čistenia (CLEANSING)**, ďalším stlačením zapnete „power“ (silný) mód
3. **Navlhčite pokožku** vodou alebo pleťovým mliekom
4. Čistite pleť na tvári základným „omladzujúcim“ nastavením (1)

- odporúčame ťahať v jennom smere od nosa smerom k ušiam
- tento režim sa automaticky vypne cca po 20 minútach

Režim – očista pleti

Pred použitím:

1. Skontrolujte batériu
 - stisnite a podržte vypínač. Ak je úroveň batérie nízka vydá prístroj pri spustení pípnutie a je potrebné prístroj nabiť
 - pred prvým použitím odstráňte z hlavy ochrannú fóliu
2. **Pri používaní odložte/odstráňte príslušenstvo ako sú náhrdelníky, náušnice, náramky a podobne**
3. Pripravte si hlboký čistiaci silikónový obal pripojený k produktu (s bodkami)
4. rukami si naneste čistiaci prípravok na tvár

Použitie

1. Po tom ako nasadíte silikónové púzdro na čistenie (s bodkami) Stlačte a podržte tlačítko napájania po dobu 2 sekúnd aby ste prístroj zapli
2. **Jedným stlačením vyberiete režim čistenia (CLEANSING)**, ďalším stlačením zapnete „power“ (silný) mód
3. na tvár si naneste čistiacu penu
4. V tom to režime vyčistíte každú časť tváre (pravá/ľavá/čelo) po dobu 2-3 minút
 - odporúčame ťahať v jennom smere od nosa smerom k ušiam
 - tento režim sa automaticky vypne cca po 20 minútach

Režim – Zvlhčenie pleti

Pred použitím:

1. Skontrolujte batériu
 - stisnite a podržte vypínač. Ak je úroveň batérie nízka vydá prístroj pri spustení pípnutie a je potrebné prístroj nabiť
 - pred prvým použitím odstráňte z hlavy ochrannú fóliu
2. **Pri používaní odložte/odstráňte príslušenstvo ako sú náhrdelníky, náušnice, náramky a podobne**
3. Pripravte si kozmetický krém alebo masku
4. Na čistenie použite režim čistenia

Použitie

1. Stlačte a podržte tlačítko napájania po dobu 2 sekúnd aby ste prístroj zapli
2. **Stlačením 3x po sebe vyberiete režim zvlhčovania (MOISTURIZING)**, ďalším stlačením zapnete „power“ (silný) mód
3. Na pleť si naneste vhodný krém (mimo očí) alebo použite pleťovú masku
4. Jemne vmasírujte krém do pleti v každej časti tváre (pravá/ľavá/čelo) po dobu 2-3 minút
 - odporúčame ťahať v jennom smere od nosa smerom k ušiam
 - tento režim sa automaticky vypne cca po 20 minútach

Režim – Masáž

Pred použitím:

2. Skontrolujte batériu

- stisnete a podržte vypínač. Ak je úroveň batérie nízka vydá prístroj pri spustení pípnutie a je potrebné prístroj nabiť
 - pred prvým použitím odstráňte z hlavy ochrannú fóliu
2. **Pri používaní odložte/odstráňte príslušenstvo ako sú náhrdelníky, náušnice, náramky a podobne**
 3. Pripravte si kozmetický balzam prípadne krém alebo pleťovú masku
 4. Na čistenie použite režim čistenia

Použitie

1. Stlačte a podržte tlačítko napájania po dobu 2 sekúnd aby ste prístroj zapli
2. **Vyberte režim masáže (5x stlačiť) – lifting (LIFTING)**, ďalším stlačením zapnete „power“ (silný) mód
3. Na pleť si naneste vhodný balzám (mimo očí) krém alebo použite pleťovú masku
4. Jemne vmasírujte krém do pleti v každej časti tváři (pravá/ľavá/čelo) po dobu 2-3 minút
 - odporúčame ťahať v jednom smere od nosa smerom k ušiam
 - tento režim sa automaticky vypne cca po 20 minútach

Režim – „LIFTING“

Pred použitím:

3. Skontrolujte batériu
 - stisnete a podržte vypínač. Ak je úroveň batérie nízka vydá prístroj pri spustení pípnutie a je potrebné prístroj nabiť
 - pred prvým použitím odstráňte z hlavy ochrannú fóliu
2. **Pri používaní odložte/odstráňte príslušenstvo ako sú náhrdelníky, náušnice, náramky a podobne**
3. Pripravte si kozmetický kozmetický krém alebo pleťovú masku a silikónový obal (s vlnkami)
4. Na čistenie použite režim čistenia

Použitie

1. Pred zapnutím nasadíte silikónový obal s vlnkami. Stlačte a podržte tlačítko napájania po dobu 2 sekúnd aby ste prístroj zapli
2. **Vyberte režim masáže (5x stlačiť) – lifting (LIFTING)**, ďalším stlačením zapnete „power“ (silný) mód
3. Na pleť si naneste vhodný pleťový krém (mimo očí) alebo použite pleťovú masku
4. Jemne vmasírujte krém do pleti v každej časti tváři (pravá/ľavá/čelo) po dobu 2-3 minút. K tomu používajte silikónový obal s vlnkami
 - odporúčame ťahať v jednom smere od nosa smerom k ušiam
 - tento režim sa automaticky vypne cca po 20 minútach

nabíjanie:

Pre nabíjanie použite priložený USB kábel – koncovka pasuje do USB portu počítača alebo adaptéra USB

UPOZORNENIE:

Pokiaľ je prístroj je pod prúdom napojený na nabíjacom kábli tak:

Nepoužívajte prístroj ak držíte vodu v rukách!

Zabráňte uloženiu, držaniu, používaniu prístroja na miesta odkiaľ by mohlo prístroj spadnúť, alebo by mohol byť vtiahnutý do vane, umývadla či inej nádoby s vodou – hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Čistenie a údržba

Čistite svoje zariadenie pravidelne. Pred čistením vždy prístroj vypnite.

Kryty čistite po každom použití

prístroj neutierajte agresívnymi prípravkami ako sú žieraviny, kyseliny či riedidlá

prístroj nie je vodotesný

skladujte na suchom mieste

neskladujte na vlhkom mieste napr. v kúpeľni

neskladujte na mieste prístupné deťom

Nikdy nevystavujte telo zariadenia vode!

Čistenie vodou

Násadky môžu byť čistené vlhkou handričkou, alebo pod tečúcou vodou iba v prípade odpojenia od prístroja. **Neumývajte ich nasadené na prístroji! Do prístroja môže zatiect' voda !**

* Nepoužívajte agresívne alebo korozívne čističe na prístroj či nástavce

Informácie o batérii

- batérie/nabíjateľné batérie uchovávajte mimo dosahu detí
- batérie/nabíjateľné batérie neskladujte na ľahko prístupných miestach, pretože existuje riziko, že by ich mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá. Pri požití čo najskôr kontaktujte lekára.
- Vytečené alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny, preto vždy používajte vhodné ochranné rukavice, keď sa ich dotýkate
- batérie/nabíjateľné batérie sa nesmú skratovať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu
- Nenabíjateľné batérie nenabíjajte, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Nabíjajte iba batérie určené na tento účel pomocou vhodnej nabíjačky alebo pripojenia
- Batérie nabite pred ich vložením do výrobku
- Batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie
- Nikdy nekombinujte nové a staré batérie
- Je zakázané zasahovať do napájacích káblov – môže dôjsť ku skratu
- Vybité batérie je potrebné z výrobku vybrať
- Použité batérie nevyhadzujte do netriedeného odpadu
- batérie sa musia likvidovať v súlade s likvidáciou nebezpečného elektronického odpadu
- Ak batérie nie sú správne zlikvidované, nebezpečné látky môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie
- Recyklácia materiálov prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov
- Batérie/nabíjacie batérie musia byť vždy vložené so správnou polaritou

Informácie pre spotrebiteľa o nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

Odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie vyhadzovať do iného domového odpadu. Takéto zariadenia by sa mali zbierať selektívne, čo naznačuje pripojené označenie – preškrtnutá nádoba na odpad na kolieskach.

Nedodržanie vyššieho uvedeného pravidla môže v prípade nesprávnej likvidácie použitého zariadenia predstavovať ohrozenie životného prostredia a ľudského zdravia v dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení, ako sú: elektrické rozvody, plasty, vypínače, atď. Aby sa predišlo vyššie uvedenej hrozbe, tieto komponenty by mali zbierať a riadne spracovávať špecializované spoločnosti (napr. miestne recyklačné zariadenie, zberný dvor a pod. prípadne sa informujte na obecnom alebo mestskom úrade). Samočinná demontáž opotrebovaného zariadenia je neprípustná.

Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu v prispievaní k opätovnému používaniu a zhodnocovaniu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Deje sa tak najmä aktívnou účasťou v systéme zberu odpadových zariadení.

<https://katmarka.sk>

